

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО "Ижевский моторавтомобильный завод"
И.А. Богданов
"22" / 04 1991г.



А К Т

квалификационных испытаний

установочной серии дефибрилляторов

ДКМ-Н-04 (У82.893.018 ТУ)

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Испытания дефибриллятора ДКМ-Н-04 У82.893.018 ТУ проходились с целью подтверждения готовности производства к серийному выпуску.

2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Для проведения испытаний были предъявлены:

1) образцы дефибриллятора ДКМ-Н-04 в количестве 6 штук, зав. № 3201, 3207, 3212, 3213, 3219, 3224 прошедшие приемосдаточные испытания;

2) техническая документация:

-программа квалификационных испытаний установочной серии дефибрилляторов ДКМ-Н-04,

-технические условия У82.893.018 ТУ.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания проводились с 24 по 29 апреля 1991г. согласно программе квалификационных испытаний, согласованной с главным инженером ЦКБ "Дейтон" (разработчик).

3.2. Для проведения испытаний на 3-х отобранных образцах зав. № 3201, 3207, 3213 была назначена комиссия в составе:

Председатель комиссии - Един Г.Н. - начальник КБ ОКБ ПО ИМЗ г.Ижевск;

Зам.председателя комиссии - Зайкин М.Г. - представитель ВНИИТ ИМЗ СССР г.Москва, ст.научный сотрудник.

Члены комиссии: 1. ПО "Ижевский мотозавод" г.Ижевск

Кабалин А.А. - ведущий инженер ОКБ

Баканов В.М. - зам.начальника цеха

Чайникова М.В. - рук.группы ЦТИ

2. ЦКБ "Дейтон" г.Москва

Вышеславцев А.Л. - нач.лаборатории

Срединский В.А. - главный конструктор прибора.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Комиссия установила, что все замечания по аппарату, указанные в акте приемочных испытаний, устранены.

Квалификационные испытания проведены в полном объеме требований ТУ, кроме испытаний на надежность. Технические характеристики испытанных образцов соответствует требованиям ТУ.

Анализ производственных участков показал, что эти участки оснащены измерительными приборами, технологической оснасткой и соответствующими технологиями, нестандартным оборудованием для контроля выполняемых работ.

Нестандартное оборудование, применяемое на участках, аттестовано в установленном порядке.

В процессе испытаний выявлено, что ремонтная документация не разрабатывалась, отдельные пункты требований ТУ и методов испытаний требуют корректировки с целью обеспечения соответствия редакции этих пунктов соответствующим пунктам стандарта МЭК601-2-4 и сокращения объема испытаний без снижения качества аппарата.

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. ПО "Ижевский моторзавод" готово к серийному выпуску дефибрилятора ДКИ-Н-4.

5.2. ПО "Ижевский моторзавод" провести испытания аппарата на безотказность (средняя наработка на отказ) и ремонтпригодность в соответствии с требованиями ГОСТ 23256. Акт испытаний представить в ВНИИИМТ в течении 1991г..

Испытания на долговечность проводить методом подконтрольной эксплуатации.

5.3. В связи с началом серийного производства ЦКБ "Дейтон" решить вопрос по разработке ремонтной документации.

5.4. Дальнейшее совершенствование аппарата должно производиться в направлении расширения условий применения и выполнения всех требований стандарта МЭК-601-2-4.

Председатель комиссии

Зам.председателя комиссии

Члены комиссии

18. 29/10/91

Г.Н.Идин

Сайкин

М.Г.Сайкин

Кабалин

А.А.Кабалин

Баканов

В.М.Баканов

Чарникова

М.В.Чарникова

Витеславцев

А.Л.Витеславцев

Срединский

В.А.Срединский